

MEXPRO®

ULTRA Light Laser Technology

MEXDIODE®
With Three Wavelengths Technology

MEXSHAPE®
Bölgesel Vücut Şekillendirme Teknolojisi

MEXEMS®
Electro-Muscle Stimulation Technology



atayolumedikal



LOOP

Başlık üzerinde bulunan yoğun led ışığı sayesinde en ince tüyleri bile görmenizi sağlar.

SOĞUK HAVA EN SOĞUK BAŞLIK

MexPro'da bulunan en yeni teknoloji soğutma sistemi ile birlikte cihazınızın enerji kademesini en yükseğe alsanız da müşterilerinize acı hissiyatı yaşatmadan işleminizi uygulayabileceksiniz.

MEXPRO®
ULTRA Light Laser Technology

HİJYENİK SİLİKON BAŞLIK

MexPro'nun başlıkları müşterilerinize en iyi uygulamayı sağlamanız için üretildi. Bu sayede uygulama esnasında hijyen açısından herhangi bir sorun yaşatmaz.

SON TEKNOLOJİ BUZLANAN BAŞLIK

Diğer cihazlardaki eksiklikleri göz önünde bulundurularak tasarlanan yeni başlığımız entegre soğuk hava sistemiyle buzlanan başlığı bir araya getirilerek tasarlandı.

-25°

ÖMÜR BOYU. ÜCRETSİZ ATIŞ YÜKLEME

MexPro'nun bu eşsiz özelliğiyle birlikte artık atış kontörüne para ödemeyip ekstra maliyetlerden kurtulabilme avantajına sahipsiniz.



EN HIZLI EPİLASYON CİHAZI

MexPro soğuk hava başlığında zaman tasarrufu sağlamanız için tasarlandı. Bu sayede saniyede 4 atış yapabilme avantajına sahip olacaksınız.



EN SESSİZ EPİLASYON CİHAZI

Uygulama esnasında çıkarttığı 55-60dB ses yüksekliğiyle MexPro diğer cihazlara kıyasla en sessiz cihazdır. Bu sayede uygulama sırasında sizi ve müşterilerinizi rahatsız etmez.



EN GÜÇLÜ EPİLASYON CİHAZI

MexPro Ultra Light Laser Technology, son derece etkili bir kıl alma teknolojisidir. kıl köklerini hedef alır ve,%85 oranında 755nm - 810nm - 1064nm dalga boylarını verir.

YENİ NESİL LAZER EPİLASYON CİHAZI

Daha kısa zamanda daha kalıcı sonuçlar elde etmek için **20/j cm** enerji seviyesine kadar çıkabilmektedir ve **%85** oranında **755 - 810 - 1064nm** odaklı dalga boyu ile en ince tüylerde bile etkili sonuçlar elde edebilirsiniz.

Hareketli üst kol sayesinde **2 eksen**de dönerek **ergonomik** bir tasarım sunar ve kullanıcıları yormaz. Tasarımındaki detaylar, rahat kullanım için özenle tasarlanmıştır.

ACI VEREN EPİLASYONLARA SON

- › MexPro müşterilerinize tamamen ACISIZ bir epilasyon deneyimi sağlamanız için yaratıldı. Bu sayede yaptığınız seanslar sonrasında müşterilerinizden olumlu geri dönüşler alabileceksiniz.

%95 DAHA ETKİLİ

- › 2023 Model son teknolojisiyle cilt yüzeyine herhangi bir hasar vermeden tüyleri yakar ve tek atışta kıl foliküllerini yakarak kesin sonuçlar almanızı sağlar. Bu sayede zamanı daha verimli kullanmanızı ve gün içerisinde daha fazla uygulama yapabilmenize imkan sağlar.

MÜKEMMEL PÜRÜZSÜZLÜK

- › Diğer cihazların yanında son teknolojisiyle birlikte, en ince tüylerde bile çok etkilidir ve güçlü kıl patlatma etkisi sayesinde cilt yüzeyini mükemmel derecede pürüzsüzleştirir.

**KONFIGÜRE
EDİLEBİLİR
RENK SEÇENEĞİ**



BEYAZ



SİYAH



PEMBE



4 MEVSİM UYGULAMA

Mevsim fark etmeksizin epilasyon imkanı sunar



ERGONOMİK TASARIM

Hareketli başlık sayesinde kullanım kolaylığı sağlar.



RİKSİZ EPİLASYON

Geliştirilmiş yazılımı sayesinde yanık riskini ortadan kaldırır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Işık Teknolojisi	Yeni Nesil Ultra Light Lazer Flaş Lambası
Işık Spektrum Odağı	630nm - 1200nm
Saniyedeki Maksimum Atış Hızı	4 Hz
Cilt Soğutma Teknolojisi	Inverter Compressor cooling system
Kullanıcı Ekranı	15.6" Capacitive Ultra HD
Hava Üfleme Kademesi	10
Atış Alanı	7.6 cm ²
Soğuk Hava Üfleme Başlık Ort. Ömrü	1.000.000 Atış
Soğuk Hava Üfleme Başlık Garanti Ömrü	24 Ay Sınırsız
Buzlanan Başlık Ortalama Ömrü	1.000.000 Atış
Buzlanan Başlık Garanti Ömrü	24 Ay Sınırsız
Maksimum Joule Düzeyi	266 Joule
Maksimum Ses Yüksekliği	60 dB
Kablo ve Hortum Uzunluğu	1,5 m
Maksimum Güç Tüketimi	5000 Watt
Elektrik Gereksinimi	220 - 230 VAC / 50-60 Hz
Garanti Süresi	24 Ay

YENİ NESİL DİODE LAZER EPİLASYON CİHAZI



MexDiode, 2023 model yeni nesil lazer epilasyon cihazıdır. **755 – 808 – 1064nm** dalga boyuna sahip olan bu cihaz, etkileyici bir güç olan orijinal **600W** ve **12 bar**la donatılmıştır. Atayolu Medikal & Kozmetik tarafından üretilen MexDiode, kıl köklerini hedefleyerek çalışır ve vücut yüzeyine zarar vermeden kıl köklerini anında etkisiz hale getirir. Bu sayede, kullanıcılar **%95'e** varan sonuçlar elde edebilirler.

- **MexDiode**, benzersiz bir özelliğe sahiptir; 3 farklı dalga boyunu bir arada kullanabilme yeteneği. Bu özelliği sayesinde, ince ve açık renkli kıllar da dahil olmak üzere her tür kıla etkili bir şekilde müdahale edebilir. Bu, kullanıcıların geniş bir kıl yelpazesinde başarılı sonuçlar almasını sağlar.
- Cihaz, ecovat ve tech cooling 2 soğutma sistemi gibi gelişmiş teknolojilerle donatılmıştır. Bu sayede, koyu cilt tonlarına sahip bireylerde dahi mükemmel bir şekilde uygulama yapılabilir. Soğutma sistemi, cildin rahatlığını sağlarken aynı zamanda yan etkileri minimize eder. MexDiode, etkileyici bir atış kapasitesine sahiptir. Toplamda **20.000.000 atış** yapabilme özelliğiyle uzun süreli ve etkili bir kullanım sunar. Bu da cihazın dayanıklılığını ve uzun ömürlülüğünü gösterir.
- Özetlemek gerekirse, MexDiode yüksek performanslı bir lazer epilasyon cihazıdır. Kıl köklerini hedef alarak etkili sonuçlar elde eder, farklı dalga boylarıyla geniş bir kıl yelpazesine hitap eder, çeşitli cilt tonlarına uygunluğuyla kullanıcılar için esneklik sağlar ve büyük bir atış kapasitesine sahiptir.

**ORİJİNAL
600W
12 BAR İLE DONATILMIŞ
KUSURSUZ GÜÇ**





20.000.000 ATIŞ

Etkileyici bir atış kapasitesine sahiptir.



%95 ETKİLİ SONUÇ

Kıl köklerini etkisiz hale getirerek %95 etkili sonuç sunar.



ÇİFT SOĞUTUCU SİSTEMİ

Ecovat ve tech cooling soğutma teknolojisine sahiptir.



TÜM CİLT TİPİNE UYGUN

5 cilt tipi seçeneği ile tüm cilt tiplerinde etkili sonuç.



3 DALGA BOYU BİR ARADA

755 - 808 - 1064 nm

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kullanıcı Ekranı	10.4 inç Yeni Nesil Full HD
Işık Spektrum Odağı	755 - 808 - 1064 nm
Bar Sayısı	12 Bar
Güç Kapasitesi	600 Watt (orijinal)
Enerji Kapasitesi	1-20 Joule/ cm ²
Elektrik Gereksinimi	220-230 VAC / 50-60 Hertz
Uygulama Alanı	22mm * 11mm
Saniyedeki Min. - Max. Atış Hızı	1 - 10 Hertz
Cilt Tipi Seçeneği	5 Cilt Tipi seçeneği
Kıl Tipi Seçeneği	4 farklı kıl tipi seçeneği
Başlık Soğutması	Coherent Bar Sapphire Cooling System
Soğutma Teknolojisi	Ekovat Hava & Tech Cooling System
Garanti Süresi	24 Ay

YENİ NESİL KAS GELİŞTİRME CİHAZI



MexEms, elektromanyetik dalga teknolojisi kullanarak sadece **30 dakikalık** bir süre boyunca kasları yoğun bir şekilde simüle ederek çalıştırır ve **25.000 mekik** çekmiş gibi etki sağlar.

MexEms ile kalça, karın, bacak ve kol bölgesinde bulunan kasları etkili bir şekilde çalıştırarak vücudunuzu güçlendirebilir, şekillendirebilir ve sıkılaştırabilir.

- › MexEms'in elektromanyetik dalga teknolojisi, kaslara derinlemesine etki eder ve kas liflerini yoğun bir şekilde simüle eder. Bu sayede, kaslar daha hızlı bir şekilde gelişir ve güçlenir. Özellikle karın bölgesindeki kaslar, sıkılaşma ve karın kaslarının belirginleşmesi açısından önemlidir. MexEms, bu bölgedeki kasları etkili bir şekilde çalıştırarak sıkı bir karın görünümüne katkıda bulunur.
- › Benzer şekilde kalça, bacak ve kol bölgelerindeki kaslar da MexEms ile hedeflenir. Kalça kasları, sıkı ve kalkık bir görünüm elde etmek için önemlidir. MexEms, kalça kaslarını uyarmak ve şekillendirmek için etkili bir yöntem sunar. Bacak ve kol bölgelerindeki kaslar da MexEms ile güçlendirilebilir, şekillendirilebilir ve sıkılaştırılabilir.
- › Ancak, unutmayın ki her bireyin vücut yapısı, kas yapısı ve hedefleri farklıdır. MexEms'in etkileri kişiden kişiye değişebilir.

**Vücudunuzu
Güçlendirin
Şekillendirin
Sıkılaştırın**





**30 DAKİKADA
25.000
MEKİK
ETKİSİ SAĞLAR.**



4 BAŞLIK BİR ARADA

Vücudun tüm bölgelerinde kullanımı için tasarlandı.



BASİT KULLANIM

Tasarım kolaylığıyla sayesinde işlem yapmak artık daha kolay



YENİLENMİŞ TEKNOLOJİ

Yenilen Yazılım ve donanımı sayesinde artık daha etkili

TEKNİK ÖZELLİKLER

Elektro Manyetik Yoğunluk 7 Tesla

Başlık Adedi 4 Adet

Güç Kapasitesi 300-3500 Watt

Maksimum Güç Tüketimi 3500 Watt

Çalışma Frekansı 1-150 Hertz(Ayarlanabilir)

Elektrik Gereksinimi 220-230 VAC / 50-60 Hertz

Kablo Uzunluğu 2,5m

Garanti Süresi 24 Ay

YENİ NESİL BÖLGESEL ZAYIFLAMA CİHAZI

- › **MexShape'in** 6 başlığı bulunmaktadır. Mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlayan (**Radyofrekans, Vakum, stria ve ultrasonik**) başlıklarıyla vücudunuzda istenmeyen yağları, selülitleri ve stria gibi problemleri hızlı ve etkili bir şekilde ortadan kaldırabilirsiniz.
- › Ultrasonik ve radyofrekans başlıkları kombin kullanarak bölgesel yağlardan **%70-%80** oranında kurtulursunuz. bu sayede selülit sorunlarından tamamen kurtulup hayalinizdeki görünüşe sahip olmanızı sağlar.

ULTRASONİK BAŞLIK

- › Ultrasonik başlık vücudunuzda yağların erimesini istediğiniz bölgeye yoğunluğu azaltılmış ses dalgaları vererek yağları kısa sürede yakmanızı sağlar.

VAKUMLU RADYO FREKANS BAŞLIK

- › Vakumlu Radyo frekans başlıklarımızın vakum özelliği bölgeye ters basınç uygulayarak yağları ayırır ve dirençlerini kırar. Bu özellik sayesinde yağ dokuları azalır gevşediği için vücuttan atılma süreleri hızlanır. Radyo frekans özelliğiyle toparladığı deriyi sıkılaştırır ve bölgeyi onarır. Selülit gibi şikayetlerde kullanılan uygulamadır.

STRIA BAŞLIK

- › Stria başlık çatlak izlerinin bulunduğu bölgeye vakum özelliğiyle beraber uygulanarak izleri kısa bir sürede yok eder.

**MexShape
İşlem Sırasında
Herhangi bir acı
veya rahatsızlık
HİSSETTİRMEZ**





1. SEANS SONRASINDA

4-12 Cm

ARASINDA İNCELME SAĞLAR*

*Sonuç kişiye göre değişir.



6 BAŞLIK BİR ARADA

Radyofrekans, vakum, stria ve bir arada



BASİT KULLANIM

Tasarım kolaylığıyla işlem yapmak artık daha kolay



YENİLENMİŞ TEKNOLOJİ

Yenilen Yazılım ve donanımı sayesinde artık daha etkili

TEKNİK ÖZELLİKLER

RF Vakum Başlık	3 Adet
Ultrasonik Başlık	2 Adet
Stria Başlık	1 Adet
Kullanıcı Ekranı	10" Capacitive HD
Radyo frekans Başlıklar	1.5 Mhz multipolar yüksek frekans
Ultrasonik Başlıklar	1.7 Mhz yüksek frekans ses dalgası
Vakum Gücü	700mm hg
Kablo ve hortum uzunluğu	1.5m
Maksimum güç tüketimi	1000W
Elektrik Gereksinimi	220 - 230 VAC / 50-60Hz
Garanti Süresi	24 Ay



İhtiyacınız olduğunda, YANINIZDAYIZ

48 saat
içerisinde
**TEKNİK
DESTEK**

**ATAYOLU
MEDİKAL**

0.322 451 01 01

Aydınlık Mahallesi
Güneykırı Boyu Caddesi
323A
Seyhan /ADANA



www.atayolu.com.tr

